



CÔNG TY TNHH TM-SX CÂN ĐIỆN TỬ HUY HOÀNG
123 An Dương Vương P.8 , Q.5 ,TP.HCM
ĐT: (08)835.35.52 , 8.123.123 , 8305577 , 8305588 – Fax: (08)830.3657
E-mail: Company@huyhoangscale.com – Server@huyhoangscale.com
Website: Huyhoangscale.com ; Candientu.info ; Canhuyhoang.com

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ĐO ĐỘ PH SARTORIUS PT-10

I. Bắt đầu:

1. Kiểm tra thiết bị được cung cấp:

a. PT-10:

- Máy đo pH
- Pin 9V

b. PT-10P:

- Máy đo pH
- Pin 9V
- Đầu dò với cảm biến nhiệt độ (PY-P12)
- Vali đựng dụng cụ
- Dung dịch pH = 4.00, 90 ml
- Dung dịch pH = 7.00, 90 ml
- 2 chai nhựa, 60 ml

c. PT-10-P20:

- Máy đo pH
- Pin 9V
- Đầu dò bình thường, không có cảm biến nhiệt độ
- Vali đựng dụng cụ
- Dung dịch pH = 4.00, 90 ml
- Dung dịch pH = 7.00, 90 ml
- 2 chai nhựa, 60 ml

2. Lắp pin:

- Mở nắp phía sau máy đo.
- Lắp pin (9V) được cung cấp vào.

3. Dùng nguồn AC:

- Nếu không dùng pin, có thể mua bộ chuyển đổi AC-DC (220V-9V) để cấp nguồn cho máy.

II. Chuẩn pH:

Tốt nhất nên chuẩn pH mỗi ngày một lần để kết quả đo được chính xác cao.

1. Bật nguồn

Ghi chú: Nếu thấy góc trên bên phải màn hình có chữ [mV], nhấn nút [Mode] để chuyển sang chữ [pH].

2. Xóa dữ liệu chuẩn pH lần trước

- Nhấn nút [Setup], rồi nhấn [Enter]

3. Đặt đầu dò vào lọ dung dịch màu hồng (pH = 4.00), đợi vài giây, rồi nhấn [Standardize]. Đợi vài giây để máy lưu giá trị thứ nhất này.

4. Lấy đầu dò ra, rửa sạch bằng nước cất, rồi lau khô.

5. Đặt đầu dò vào lọ dung dịch màu vàng (pH = 7.00), đợi vài giây, rồi nhấn [Standardize]. Đợi vài giây để máy lưu giá trị thứ hai này.

III. Đo:

Sau khi chuẩn pH, có thể bắt đầu tiến hành đo. Đặt đầu dò vào dung dịch cần đo, đợi vài giây để chỉ số trên màn hình được ổn định, rồi đọc giá trị.

Chú ý: Sau mỗi lần đo, nên rửa sạch đầu dò bằng nước cất và lau khô để kết quả đo lần sau được chính xác cao.

Bạn có thể xem thêm tài liệu đính kèm theo (có hình vẽ minh họa) để biết thêm chi tiết.