

BỘ Y TẾ
VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TP HCM

GLP
ISO/IEC 17025
VILAS 108

**MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
CHẤT CHUẨN ĐỐI CHIẾU
(REFERENCE STANDARD)**

Chất đối chiếu (Reference standard) được dùng cho các thử nghiệm hóa lý, định tính hồng ngoại, sắc ký lớp mỏng, định lượng hóa học và vi sinh theo yêu cầu quy định của các dược điển.

Mỗi lọ chất đối chiếu chứa lượng đủ dùng cho một lần thử nghiệm (120-150mg; hay 5 mg đến 50 mg đối với chất chuẩn dược liệu / tạp chất) đóng trong lọ thủy tinh màu hổ phách trong môi trường khí nitrogen, nút lót bằng teflon, bên ngoài niêm kín bằng nút nhôm.

Chất đối chiếu Reference Standard chỉ có giá trị khi:

- Bảo quản đúng quy định.
- Đúng mục đích sử dụng.
- Còn nguyên niêm hàn.
- Chỉ dùng một lần.

BỘ Y TẾ
VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TP HCM

GLP
ISO/IEC 17025
VILAS 108

**PHIẾU KẾT QUẢ PHÂN TÍCH
CHẤT CHUẨN ĐỐI CHIẾU
AMBROXOL HYDROCLORID $C_{13}H_{19}Br_2ClN_2O$
SKS: QT142 030712**

Mô tả	:	Bột kết tinh trắng,
Phổ hồng ngoại	:	Có các đỉnh đặc trưng giống với phổ chuẩn ambroxol hydroclorid
Phản ứng hóa học	:	Đúng
pH	:	Đạt
Tạp chất liên quan	:	Đạt
Mất khối lượng do làm khô	:	Đạt (0,25 %)
Tro sulphat	:	Đạt
Định lượng	:	99,99 % $C_{13}H_{19}Br_2ClN_2O$ tính trên chế phẩm nguyên trạng. Xác định bằng phương pháp chuẩn độ điện thế
Mục đích sử dụng	:	Định lượng hoá học và định tính
Hướng dẫn sử dụng	:	Không sấy trước khi dùng
Điều kiện bảo quản	:	Đựng trong lọ thủy tinh nâu, nút kín, bảo quản ở 2 -8 °C, tránh ánh sáng.

Sau ngày 31.07.14 mọi yêu cầu, hay những thông tin cần biết về chất đối chiếu (Reference standard) của Viện Kiểm Nghiệm xin liên hệ:

**Khoa Thiết lập chất chuẩn & Chất đối chiếu - Viện Kiểm Nghiệm Thuốc Tp.HCM
200 Cô Bắc Quận 1 T/p HCM**

Điện thoại: 84.8.38389600 Fax: 84.8.38367900

Email: hadieuly@yahoo.com

Website: <http://www.idqc.info>