

MÁY THU MẪU KHÔNG KHÍ XUNG QUANH



1. Thông số kỹ thuật

- Hãng sản xuất: Desaga - Đức
- Model: GS 312
- Thông số kỹ thuật khác:
 - + Lưu lượng khí: 0,2 – 12 lít/phút.
 - + Thể tích tối đa: 9999 lít
 - + Cài đặt thời gian: 1 – 999 phút hay 10 – 9999 phút.
 - + Đo được lưu tốc khí, với độ chính xác +0.5 lít/phút
 - + Đo được thể tích khí, với độ chính xác +2%.
 - + Đo được nhiệt độ khí -10 – 80°C, độ chính xác +0.2°C.
 - + Đo được áp suất khí 500-1100h Pa, độ chính xác +2hPa
 - + Bộ nhớ lưu được 20 dữ liệu.
 - + Thể tích bình hấp thu 350ml
 - + Hiệu chỉnh được nhiệt độ môi trường.

2. Chức năng: Thu mẫu để xác định các thông số môi trường không khí xung quanh như SO_x, NO_x,...

3. Cách vận hành:

- Chuẩn bị máy:
 - + Chuẩn bị điện nguồn, kiểm tra cầu chì.
 - + Chuẩn bị dụng cụ và dung dịch hấp phụ.
- Khởi động máy:
 - + Bật ON để khởi động máy,
 - + Màn hình xuất hiện:

M01 11:55 / 30.06
STRT PAR OUT OPT

- Chọn các thông số theo yêu cầu thu mẫu:

M01 11:55 / 30.06
STRT PAR OUT OPT

F1

F2

F3

F4

VOLUME: 000.1L
L MIN⁰ C hPA

PARAMETERS
PRE FLO CON {L}

MO1 10:42 / 30.6
DISP PRN END DEL

OPTIONS
NUM PRA CLK INST

F1: bắt đầu quá trình thu mẫu, với các thông số được thiết lập trước.
Màn hình sẽ hiển thị các thông số đã thiết lập như: Lưu lượng dòng khí, thể tích, nhiệt độ, áp suất

F2: thiết lập các thông số
PRE: thể tích mẫu
FLO: Lưu lượng mẫu
CON: chọn điều kiện

F3: xem lại thông số mẫu vừa thu được
DISP: xem lại kết quả
PRN : in kết quả
END: kết thúc/ bắt đầu chọn lại
DEL: Xóa kết quả đã lưu

F4: cài đặt cho máy
NUM: Thiết lập lại
PRA: in tất cả
CLK: Cài thời gian
INST: cài phần mềm

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thị Quỳnh Anh